

Комбинация вибромассажа и ИК прогрева благотворно влияет на здоровье и красоту Ваших рук:

- Глубокий комфортный ИК прогрев улучшает микроциркуляцию, метаболизм, снимает напряжение и боли в мышцах. Под воздействием инфракрасного тепла активные ингредиенты косметики проникают глубоко в кожу, увлажняя, делая ее мягкой и нежной, мгновенно снимая раздражение и шелушение.
- Комфортный вибромассаж стимулирует акупунктурные точки, расположенные на ладони, улучшает кровообращение, снимает усталость, улучшает самочувствие и настроение.

Используйте Gezatone Hand SPA AMG115 всего 15 минут в день, и Ваши руки всегда будут молодыми и ухоженными!



Благодарим Вас за выбор нашей продукции марки Gezatone и поздравляем Вас с удачной покупкой!

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования изделия и сохраните инструкцию на будущее!

ВВЕДЕНИЕ

Массажер-варежки Gezatone Hand SPA AMG115 позволяют выполнить полноценный массаж кистей рук, сочетая его с глубоким прогревом и незаменимы для расслабления и снятия напряжения в мышцах, снятия раздражения и шелушения кожи, ее увлажнения и улучшения проникновения активных ингредиентов косметики. Вибромассаж стимулирует акупунктурные точки, расположенные на ладони, что вызывает эффект детоксикации, улучшает сопротивляемость организма.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

Аппарат состоит из двух полноразмерных массажных варежек, электронного пульта управления и сетевого адаптера. Варежки выполнены из специального безопасного материала, который обладает хорошей теплопроводностью и легко очищается. Термозащитный чехол массажных варежек выполнен из нежного искусственного меха. Внутри варежек расположены линейные нагревательные элементы и вибромоторы, управление режимами работы которых осуществляется с выносного пульта управления. Каждая из функций (нагрев и вибромассаж) имеет два уровня мощности. Для защиты от перегрева внутри каждой варежки установлено термореле, отключающее нагрев при достижении температуры 55 ± 5 °C.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Световой индикатор режима нагрева

Переключатель мощности нагрева

Верхнее положение: нагреватель работает на полной мощности и автоматически отключается при достижении 55 ± 5 °C

Среднее положение: нагреватель работает на половине мощности и автоматически отключается при достижении 55 ± 5 °C

Нижнее положение: функция нагрева выключена

Гнездо для подключения сетевого адаптера

Световой индикатор включения режима вибромассажа

Переключатель мощности вибромассажа

Верхнее положение: вибромассаж с частотой 70...85 Гц.

Среднее положение: вибромассаж с частотой 40...55 Гц.

Нижнее положение: функция вибромассажа выключена

Гибкие электрические кабели к массажным варежкам



МАССАЖНЫЕ ВАРЕЖКИ



Рис. 2

Внешний вид массажных варежек с установленными съемными чехлами из искусственного меха, выполняющими функцию сохранения тепла.



Рис. 3

Внешний вид массажных варежек без съемных чехлов. Внимание! В целях защиты внутренней поверхности массажных варежек от загрязнений, кожных выделений и наносимых на руки косметических средств, следует использовать одноразовые пластиковые перчатки, входящие в комплект поставки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер-варежки Gezatone Hand SPA AMG115
с пультом управления
Чехол из искусственного меха
Сетевой адаптер AC 220 В., 50 Гц. / DC 12 В., 3 А.
Одноразовые перчатки
Руководство по эксплуатации
Упаковочная коробка

1 шт.
2 шт.
1 шт.
50 пар
1 шт.
1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время эксплуатации и хранения аппарата следует соблюдать требования электробезопасности во избежание опасности поражения электрическим током или возникновения пожароопасной ситуации.

- Используйте аппарат только по его прямому назначению и строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
- Изготовитель и его торговый представитель не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате ненадлежащего или неосторожного обращения с аппаратом.
- Аппарат предназначен исключительно для личного пользования и не подлежит применению в медицинских или социальных учреждениях, а также в коммерческих целях.
- Не использовать аппарат вне помещений. Запрещается использование аппарата в помещениях с высокой влажностью, бассейнах и душевых комнатах.
- Запрещается использование аппарата в местах проведения работ с горючими аэрозолями или принудительной подачей кислорода.
- Запрещается использовать аппарат во время сна. Избегайте ситуаций, когда Вы можете заснуть во время использования аппарата. Например, после приема успокоительных или снотворных препаратов, алкоголя.
- Используйте для питания аппарата только оригинальный сетевой адаптер, входящий в комплект поставки.
- Аппарат рассчитан на длительность цикла непрерывной работы не более 30 минут во избежание перегрева. Перед новым циклом работы дайте аппарату остыть в течение не менее 40 минут.
- Массажные варежки в процессе работы могут нагреваться до температуры 55-60°C. Лица с повышенной термочувствительностью должны проявлять осторожность.
- Перед каждым использованием аппарата внимательно проверяйте, что мягкая оболочка варежек и соединительные электрические шнуры не имеют повреждений. В случае обнаружения повреждения изоляции электрических шнуров, мягкой оболочки варежек дальнейшее использование аппарата категорически запрещается.
- Не касайтесь и не пытайтесь извлечь упавший в воду аппарат до отключения сетевого адаптера из розетки. Запрещается дальнейшее использование аппарата, если произошло проникновение воды или любой другой жидкости внутрь массажных варежек, корпуса блока управления или сетевого адаптера!
- Не пользуйтесь аппаратом под одеялом, покрывалом или подушкой и не накрывайте включенный в сеть аппарат указанными или аналогичными предметами. Это может привести к перегреву аппарата и возникновению пожароопасной ситуации.
- Строго запрещается применение двух электроаппаратов одновременно (например, массажера-варежек и ванночки для ног).
- Перед отключением аппарата от сети выключите все функции при помощи пульта управления. Производите подключение/отключение от электросети и использование аппарата только сухими руками.
- Отключайте аппарат от сети сразу же после окончания его использования и перед проведением обслуживания/чистки.
- Запрещается переносить аппарат за электрические шнуры пульта управления и питания. Не тяните за шнур электропитания для отключения от сети.
- Оберегайте аппарат, пульт управления и сетевой адаптер от падений и ударов.
- Не растягивайте и не складывайте массажные варежки. Не прокалывайте массажные варежки острыми предметами. Берегите аппарат, варежки и соединительные провода от соприкосновения с раскаленными предметами и поверхностями.
- За аппаратом необходимо постоянное наблюдение, если он используется для или рядом с детьми, инвалидами или лицами с ограниченной подвижностью.

20. Никогда не оставляйте аппарат без присмотра во включенном состоянии.
 21. Храните аппарат в недоступном для детей месте.
 22. Храните аппарат при комнатной температуре в сухом, защищенном от пыли и прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките массажные варежки с пультом управления, меховые чехлы и сетевой адаптер из упаковки.
2. Проверьте все части аппарата на отсутствие механических повреждений и на отсутствие повреждений изоляции соединительных проводов.
3. Убедитесь, что оба переключателя на пульте управления находятся в нижнем положении (питание выключено).
4. Подключите сетевой адаптер к пульту управления и к сетевой розетке 220В, 50Гц.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ



1 Нанесите на предварительно очищенную кожу кистей рук питательную (увлажняющую) маску или крем. Выполните легкий массаж кистей рук.



2 Наденьте на руки одноразовые защитные перчатки или пакеты. Установите на пульте управления переключатели мощности нагрева и вибромассажа в положение низкой или высокой мощности.



3 Аккуратно вставьте руки в защитных перчатках внутрь массажных варежек Gezatone Hand SPA.

Внимание! На одной из сторон каждой массажной варежки находится контейнер с вибромотором. Варежки следует надевать на руки таким образом, чтобы сторона с контейнером вибромотора приходилась на внутреннюю сторону ладони.

Рис. 4

Рекомендуемая длительность процедуры составляет 15-20 минут. Проводите процедуры 2-3 раза в неделю или по мере необходимости.

Внимание! После каждых 30 минут непрерывной работы аппарат требует выключения на время не менее 40 минут для охлаждения.

Снимите варежки с рук, переведите переключатели мощности в положение «выключено». Отключите сетевой адаптер от сети.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Данный аппарат не рекомендуется использовать в следующих случаях:

- при наличии повреждений, заболеваний кожи и ожогов в месте воздействия;
- после приема успокоительных, болеутоляющих и снотворных средств, а также алкоголя;
- люди, использующие кардиостимуляторы или страдающие диабетом должны получить разрешение врача на использование данного аппарата;
- во время беременности;
- при острых воспалительных процессах.

Внимание! Массаж должен быть умеренно сильным, приятным и успокаивающим. Если Вы почувствуете боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у физиотерапевта.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Внутри мягкой оболочки массажных варежек и корпуса пульта управления нет частей, подлежащих обслуживанию.
2. Обязательно отключайте аппарат от сети и давайте ему остыть перед проведением обслуживания и чистки.
3. Поверхность массажных варежек (снаружи и изнутри) и корпус пульта управления следует аккуратно протирать мягкой, слегка влажной тканью, не оставляющей ворса. При сильном загрязнении допускается добавить в воду немного нейтрального моющего средства. Не забудьте очистить поверхность от следов моющего средства.
4. Не погружайте пульт управления и массажные варежки в воду или иные жидкости, равно как не допускайте попадания воды или иных жидкостей внутрь их корпусов.
4. Поверхность чехлов из искусственного меха можно чистить щеточкой с мягким ворсом или подвергать деликатной стирке. Перед стиркой чехлов их необходимо снять с массажных варежек. Запрещается подвергать чехлы химчистке.
5. Запрещается использовать для чистки аппарата абразивные средства, жесткие щетки, применять растворители и полироли.
7. Не оборачивайте соединительные провода вокруг варежек, в том числе не используйте их для фиксации рукавичек в сложенном состоянии.
8. Храните аппарат при комнатной температуре в сухом, защищенном от пыли и прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режимы работы	2 режима вибрации, 2 режима нагрева
Частоты вибрации	40...55 / 70...85 Гц
Температура нагрева	не более 55±5 °С
Режим работы	непродолжительный, не более 30 минут
Напряжение питания	DC 12 В, 3 А (от входящего в комплект сетевого адаптера)
Мощность потребления	не более 36 Вт
Диапазон рабочих температур	+15 ... 35°С
Допустимая влажность	в пределах 20 ... 85%
Размеры в упаковке	281 x 246 x 130 мм
Масса (в упаковке)	1.7 кг