

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста внимательно прочтайте этот раздел перед использованием массажера для правильной и безопасной его эксплуатации.

1. Следующим категориям людей нужно проконсультироваться с врачом перед использованием массажера:

- Если у вас установлен кардиостимулятор или аналогичный медицинский имплант

- Если у вас есть болезни сердца

- Если у вас есть болезни позвоночника и спины

- Если у вас слабые или поврежденные кости, особенно позвоночник;

- Если вы недавно перенесли операцию;

- Во время беременности или сразу после родов;

- Если у вас сильные воспалительные процессы или опухоль;

- Если у вас остеопороз;

- Если у вас проблемы с кровообращением или у вас тромбоз;

- Если у вас кожная инфекция;

- Если вы проходите медицинское или восстановительное лечение;

- Если у вас искривление позвоночника или другие физические аномалии;

- Если у вас были травмы позвоночника

2. Если Вы обнаружили, что массажер или сетевой шнур повреждены, пожалуйста в целях безопасности обратитесь в сервисный центр OGAWA для устранения дефекта.

3. Не используйте массажер, если его внешняя поверхность повреждена или если массажер подвергался механическому или электрическому воздействию. Немедленно отключите массажер от питания и свяжитесь с авторизованным сервисным центром OGAWA.

4. Пожалуйста, не используйте массажер, если шнур питания или сам массажер повреждены.

5. Не трясите и не роняйте массажер.

6. Не допускайте попадания жидкости на массажер или внутрь его.

7. Не используйте массажер в помещениях с высокой влажностью (в ванной, около душа или бассейна).

8. Используйте массажер только с указанным напряжением питания.

9. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать массажер.

10. Массажер не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими способностями, пока они не получат рекомендации или инструкции от лиц, ответственных за их безопасность.

11. Массажер не предназначен для использования детьми без присмотра взрослых.

12. Используйте массажер только по назначению, как указано в инструкции.

13. Не используйте массажер в комнате с высокой влажностью и высокой температурой или рядом с нагревательными приборами.

14. Не наносите медицинские или косметические крема или лосьоны на поверхность массажера или на тело во время использования массажера.

15. Не повреждайте, не изгибайте, не тяните и не скручивайте сетевой шнур. Защищайте его от давления тяжелых предметов, избегайте скручивания и попадания шнура между предметами во время передвижения. Повреждение сетевого шнура может привести к пожару или удару электрическим током.

16. Массажер предназначен только для домашнего использования.

17. Не используйте массажер во время сна, при алкогольном опьянении или если у Вас высокая температура.

18. Никогда не оставляйте подключенный к сети массажер без присмотра.

19. Не используйте массажер сразу после еды. Должно пройти не меньше одного часа

20. Не допускайте прямого воздействия массажера с чувствительными частями Вашего тела, такими как голова и живот.

## ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Чистка массажера

1. Не используйте активные жидкости такие как бензин или ацетон при чистке массажера.

2. Не мойте массажер в воде и не допускайте попадания внутрь воды или других жидкостей.

3. Очищайте поверхность массажера, панель управления и кабель питания сухой тканью.

4. Если массажер загрязнен, протрите его влажной тряпкой и сразу чистой сухой тканью.

5. Не используйте массажер в помещениях где был распылен какой-либо аэрозоль.

### Хранение

1. Всегда выключайте массажер из розетки после использования.

2. Храните массажер в прохладном и сухом месте вдали от солнечного света.

3. Не храните массажер в помещении с высокой влажностью или температурой.

4. Не кладите поверх массажера тяжелые предметы.

5. Не поднимайте массажер держась за шнур питания