

# Управление прибором

Подключите адаптер к поясу и штекер переменного тока в розетку.

Обхватите часть тела, которую Вы хотите массажировать.

Нажмите “ON/OFF”, чтобы начать массаж.

Сначала работы прибора включается ручной режим.

Чтобы массажёр работал в автоматическом режиме, нажмите кнопку “MODE”.

Для регулировки интенсивности, нажмите кнопки “INCREASE REDUCE INTENSITY”.

Нажмите кнопку “REVERSAL”, для отключения.

Нажмите “INCREASE INTENSITY”, чтобы увеличить интенсивность массажа в ручном режиме.

Нажмите “REDUCE INTENSITY”, чтобы уменьшить интенсивность массажа в ручном режиме.

Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), с ограниченными физическими или умственными способностями без присмотра ответственных за них лица.

Не используйте массажер в местах с плохой вентиляцией, например под одеялами или подушкой. Избыток тепла может привести к пожару, поражению электрическим током или травм пользователя.

Никогда не используйте массажер с поврежденным шнуром. Если массажер поврежден, немедленно прекратить им пользоваться. Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать массажер самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обслуживания.

Используйте только аксессуары, рекомендованные нашей компанией.

Остановить массаж сразу, если вы чувствуете дискомфорт во время массажа.

Используйте массажер только по прямому назначению, описанному в данном руководстве. Не используйте массажер на чувствительной коже.

Всегда держите массажер вдали от раскалённых поверхностей.

Не дергайте за шнур питания и не подвешивайте прибор за него. Всегда отключайте устройство от сети, потянув за вилку, а не за шнур

Не производите массаж при воспалении или опухоли.