

Функциональные особенности ОТО E-PHYSIO PLUS

- 99 уровней интенсивности электроимпульсного воздействия;
- Терапия теплом от 40 до 60°C;

8 новых автоматических программ, специально разработанных для снятия напряжения и дискомфорта, улучшения сна, отдыха и расслабления:

- Стабилизация A1
- Сон A2 - A3
- Отдых A4 - A6
- Расслабление A7 - A8

Противопоказания использования массажера ног e-Physio Plus

Не используйте массажер в следующих ситуациях:

- В период одного часа после приема пищи
- Для ног с открытыми ранами
- При заразных заболеваниях ног
- Детям
- Во время беременности
- При злокачественной опухоли
- При болезни сердца
- Если у Вас установлен кардиостимулятор или другой медицинский имплант
- При эпилепсии
- При тромбозе глубоких вен (ТГВ).
- Пожалуйста, обратитесь к врачу, если Вы проходите курс лечения или имеете сомнения в необходимости использования этого устройства